

Aspiratore Pipet controller

Controllo preciso del fluido a portata di mano.

Il controller manuale per pipette è stato progettato con un'impugnatura ergonomica.

modalità di utilizzo: schiacciare il pipettatore in alto per creare un vuoto e aspirare il fluido, spingere la leva di comando all'indietro (in alto) per aspirare il liquido attraverso una pipetta, spingere la leva di comando in avanti (verso il basso) per erogare il liquido e premere la lampadina centrale sull'unità per eliminare eventuali residui di liquido, se necessario.

Una leva con barra a T controlla le velocità di aspirazione e dispensazione delle pipette sierologiche di dimensioni comprese tra 1 e 100 ml.

Può ospitare comodamente pipette sierologiche o volumetriche in vetro o plastica compreso tra 1 e 100 ml.

Include un filtro idrofobo sostituibile da 0,45 µm per proteggere i campioni.

Autoclavabile a 121°C.

Colore	Dimensioni LxPxA mm	PZ	Codice Steda
Blu	230x54x54	1	LN-72045239