

Tygon® E-LFL, 2 Stoppers

Tygon® E-LFL con 2 Stoppers, trasparente, di lunga durata resistente agli agenti chimici.
Non raccomandato per sangue e tessuti umani, sterilizzazione a vapore 30 minuti (1 bar).
Ossido di etilene, non indicato per sterilizzazioni con radiazioni.
Conforme USP, classe VI, FDA. Color-code indica il colore degli stopper (distanza stopper 150 mm).

Ø int. mm	Colore	PZ	Codice Steda
0,89	arancione/arancione	1	SH-74003247
1,02	bianco/bianco	1	SH-74003265
1,14	rosso/rosso	1	SH-74003253
1,65	blu/blu	1	SH-74003274
2,79	viola/bianco	1	SH-74003268