

# Sacchetti Biohazard rossi in PP, con indicatore T°

Sacchetti in polipropilene rosso brillante includono il simbolo di rischio biologico nero e le procedure precauzionali stampate in quattro lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco) per una maggiore sicurezza.

Il simbolo indicatore di sterilizzazione si scurisce se esposto alla sterilizzazione a vapore per 20 minuti alla temperatura fino a 125°C.

Supera i test di resistenza allo strappo ASTM 1922 e ASTM 1709 Dart Impact.

Dimensioni mm	Spessore μ	PZ	Codice Steda
360x480	40	1	K-131641419
480x580	40	1	K-131641923
790x970	40	1	K-131643138
640x890	40	1	K-131642535
970x1220	40	1	K-131643848