

# Cartine pH, in strisce PHENANON

Le strisce reattive PEHANON uniscono l'indicatore di pH e la tabella dei colori di riferimento su una striscia.

Qualsiasi colore del campione ha lo stesso effetto su entrambi, i colori di riferimento e il tampone reattivo, consentendo una lettura del pH inalterata anche in soluzioni colorate.

pH range	PZ	Codice Steda
1,0 - 2,8	1	TH-51306510
1,0 - 12,0	1	TH-51306570
3,8 - 5,5	1	TH-51306030
4,0 - 9,0	1	TH-51306590
5,2 - 6,8	1	TH-51306050
6,0 - 8,1	1	TH-51306260
7,2 - 8,8	1	TH-51306600
8,0 - 9,7	1	TH-51303660
9,5 - 12,0	1	TH-51306610
10,5 - 13,0	1	TH-51306630
0,0 - 1,8	1	TH-51306580
1,8 - 3,8	1	TH-51306520
2,8 - 4,6	1	TH-51306560
12,0 - 14,0	1	TH-51306660