

Cartine pH, in strisce

Le strisce pH-Fix con indicatori legati chimicamente sono il punto di riferimento per il test del pH con le strisce reattive.

La fissazione impedisce lo sgocciolamento e quindi la contaminazione del campione.

pH-Fix 0.0-6.0 è adatto anche per la valutazione automatica con QUAANTOFIX Relax.

pH range	PZ	Codice Steda
0,0 - 6,0	1	TH-51303820
0,0 - 14	1	TH-51303810
0,3 - 2,3	1	TH-51303850
1,7 - 3,8	1	TH-51303860
2,0 - 9,0	1	TH-51303800
3,1 - 8,3	1	TH-54240960
3,6 - 6,1	1	TH-51303870
4,5 - 10,0	1	TH-51303830
5,1 - 7,2	1	TH-51303880
6,0 - 7,7	1	TH-51303890
6,0 - 10,0	1	TH-51303920
7,0 - 14,0	1	TH-51303840
7,5 - 9,5	1	TH-51303900
7,9 - 9,8	1	TH-51303910
0,0 - 14	1	TH-54299180
4,5 - 10,0	1	TH-54369240