

Carta da filtro, Qualitativa pieghettata 2V

Per analisi qualitativa, per la determinazione delle concentrazioni di acido cromico nei pressi delle vasche di cromatura.

Per fissare i terreni nutrienti nelle prove di crescita.

Ø mm	Ritenzione particelle, µ	Velocità filtr. sec/ml 100	PZ	Codice Steda
125	8	55	1	GH-54218640
150	8	55	1	GH-54218650
185	8	55	1	GH-54218660
240	8	55	1	GH-54218670
270	8	55	1	GH-28417913
320	8	55	1	GH-90563090
385	8	55	1	GH-28417915
400	8	55	1	GH-28417916
500	8	55	1	GH-28417917